



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
ul. A. Sokółowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 11.01.2018 r.

DZPZ-530-Zp/1/PN-1/18

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów do operacji kręgosłupa oraz zestawów do stymulacji rdzenia kręgowego – Zp/1/PN-1/18*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 27**

**poz. a i b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz do laminectomii bez silikonowego uchwytu, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ pokrycie silikonem znacznie poprawia ergonomię pracy narzędziem.**

**Pytanie 2, dot. pakietu nr 23**

Czy Zamawiający dopuści materiał złożony ze czystego trójfosforanu wapnia? **Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga hydroksyapatyt i i hemokrystalicznego kolagenu. Proponowany produkt znacznie odbiega od opisu.**

**Pytanie 3, dot. pakietu nr 36**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 36 Implant międzytrzonowy typu TLIF do stabilizacji odcinka lędźwiowego o następujących parametrach:

- Materiał: PEEK
- Implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne
- Implant pokryty unikalną, cienką powłoką tytanową umożliwiającą narastanie tkanki na implant
- Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość w zakresie od 7 do 15). Implanty odtwarzające kąty: 6°, 12°, 18°. Rozmiary: 10x28mm przy kącie 6° oraz 12x32mm przy kącie 12°
- Implant w kształcie nerki
- Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji.
- Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi
- Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronnie
- W zestawie uchwyt, który jednocześnie służy do wprowadzania implantów próbnych (przymiarów) oraz implantów właściwych. Uchwyt zapewniający sztywne połączenie z implantem próbnym lub

właściwym zapobiegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu. Uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie

- W instrumentarium distraktor, małoinwazyjne narzędzia do usuwania dysku
- Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga implanty z PEEK lub tytanowe (nie powlekane tytanem).**